

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-IgM De Souris Pour Wb, If, Ihc, Elisa - P01872

Numéro d'article: CM0005416



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre la région constante (Fc) de l'IgM de souris. Validé pour WB, IF, IHC, ELISA. Réaction croisée avec le rat. Adapté à la recherche sur les lymphocytes B, la signalisation du BCR et les études sur l'immunité humorale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-IgM de souris
Espèce	Souris
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 105-454 de l'Ighm de souris (P01872)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	P01872
Poids de la protéine	50 kDa
Expédition	Sachet de glace