


Anticorps Monoclonal Anti-Souris IL-12 P40 () Pour Cytométrie En Flux Intracellulaire - P43432

Numéro d'article: CM0005254



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre la souris IL-12 p40, conjugué à , validé pour la cytométrie en flux intracellulaire. Idéal pour étudier l'IL-12 dans les réponses des cellules T, des cellules NK et inflammatoires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-souris IL-12 p40
Remarques/Alias	p40 ; IL-12b ; IL12p40 ; IL-12p40
Espèce	Souris
Identifiant du gène (Humain)	3593
Identifiant du gène	16160
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 23-335 de l'IL-12 p40 de souris (NP_001290173.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC (intra)
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P43432
Poids moléculaire de la protéine	38 kDa
Expédition	Sac de glace