


Anticorps Monoclonal Anti-Souris IL-12 P40 Pour La Cytométrie En Flux Intracellulaire - P43432

Numéro d'article: CM0005194



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'anticorps ciblant l'IL-12 p40 de souris, validé pour la cytométrie en flux intracellulaire. L'immunogène recombinant garantit la spécificité pour la recherche en immunologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb anti-souris IL-12 p40 de lapin conjugué à l'
Remarques/Alias	p40 ; IL-12b ; IL12p40 ; IL-12p40
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	3593
GeneID	16160
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 23-335 de l'IL-12 p40 de souris (NP_001290173.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC (intra)
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P43432
Poids de la protéine	38 kDa
Expédition	Sac de glace