

Anticorps Monoclonal Anti-Souris IL-33R/St2 () Pour Cytométrie En Flux - P14719

Numéro d'article: CM0004670



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'ciblant l'IL-33R/ST2 de souris, validé pour la cytométrie en flux. Idéal pour la recherche en immunologie, le profilage des cellules immunitaires et les études sur les modèles de maladies.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb Lapin anti-souris IL-33R/ST2
Remarques/Alias	T1 ; St2 ; DER4 ; Ly84 ; ST2L ; Fit-1 ; T1/ST2 ; St2-rs1
Espèce	Souris
Identifiant du gène (Humain)	9173
Identifiant du gène (Souris)	17082
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 27-332 de l'IL-33R/ST2 de souris (NP_001020773.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P14719
Poids protéique	38kDa/65kDa
Expédition	Sac de glace