


Anticorps Monoclonal Anti-IL-33R/St2 De Souris Pour Cytométrie En Flux - P14719

Numéro d'article: CM0012429



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'ciblant l'IL-33R/ST2 de souris, optimisé pour la cytométrie en flux. Adapté pour l'étude de la signalisation de l'IL-33 dans la recherche sur l'immunité innée et adaptative.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	anti-IL-33R/ST2 de souris (lapin), mAb
Remarques / Alias	T1; St2; DER4; Ly84; ST2L; Fit-1; T1/ST2; St2-rs1
Espèce	Souris
Identifiant du gène (humain)	9173
Identifiant du gène	17082
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 27-332 de l'IL-33R/ST2 de souris (NP_001020773.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réaction croisée	Souris
SWISS	P14719
Poids de la protéine	38kDa/65kDa
Expédition	Sac de glace