

## Anticorps Monoclonal Anti-Mouse IL1R1/Cd121A ( ) Pour Cytométrie En Flux De Souris - P13504

Numéro d'article: CM0005335

### Introduction

mAb de lapin conjugué à l'anti-souris IL1R1/CD121a, validé pour la cytométrie en flux. Cible le récepteur de type 1 de l'IL-1 de souris (67 kDa, SWISS P13504) ; adapté pour la recherche en immunologie et en inflammation.

[En savoir plus](#)

| Paramètre          | Valeur                                                                         |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du Produit     | Lapin anti-Souris IL1R1/CD121a mAb                                             |
| Remarques/Alias    | IL-iR; CD121a; CD121b; IL-1R1; IL1r-1; IL-1R-1; IL-1RT1; IL-1RT-1; IL-1R-alpha |
| Espèce             | Souris                                                                         |
| GeneID (humain)    | 3554                                                                           |
| GeneID             | 16177                                                                          |
| Immunogène         | Protéine recombinante                                                          |
| Source             | Lapin                                                                          |
| Catégorie          | Anticorps Monoclonaux                                                          |
| Application        | FC                                                                             |
| Réactivité Croisée | Souris                                                                         |
| SWISS              | P13504                                                                         |
| Poids Moléculaire  | 67kDa                                                                          |
| Expédition         | Sac de glace                                                                   |