

Anticorps Monoclonal Anti-Souris IL4 (Apc) Pour Fc - P07750

Numéro d'article: CM0005762

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'APC contre l'IL4 de souris pour la cytométrie en flux intracellulaire. Détecte spécifiquement l'IL4 de souris, une cytokine Th2 régulant l'activation des lymphocytes B, la commutation de classe des IgE et le développement des lymphocytes T.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb APC Lapin anti-Souris IL4
Remarques/Alias	IL-4 ; BSF-1
Espèce	Souris
Identifiant de gène (Humain)	3565
Identifiant de gène	16189
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 21-140 de l'IL4 de souris (NP_067258.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC (intra)
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P07750
Poids moléculaire de la protéine	16 kDa
Expédition	Sac de glace