

Anticorps Monoclonal Anti-Intégrine Alpha 1/Cd49A De Souris () Pour Cytométrie En Flux - Q3V3R4

Numéro d'article: CM0004661

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à contre l'intégrine alpha 1/CD49a de souris pour applications en cytométrie en flux. Validé sur des échantillons de souris. Poids moléculaire prédit : 130 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-intégrine alpha 1/CD49a de souris
Remarques/Alias	Vla1 ; CD49A ; E130012M19Rik
Espèce	Souris
GenelD (Humain)	3672
GenelD	109700
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 29-1141 de l'intégrine alpha 1/CD49a de souris (NP_001028400.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	CF
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q3V3R4
Poids protéique	130 kDa
Expédition	Sac de glace