

Anticorps Monoclonal Anti-Mouse Ki67 () Pour Cytométrie En Flux (Intracellulaire) - E9Pvx6

Numéro d'article: CM0009789

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l' ciblant le Ki67 de souris, un marqueur de prolifération. Validé pour la cytométrie en flux intracellulaire sur des échantillons de souris. Idéal pour la recherche sur le cycle cellulaire et la prolifération.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Lapin anti-Mouse Ki67 mAb
Remarques/Alias	Ki67; Ki-67; D630048A14Rik
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	4288
GeneID	17345
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1816-2163 du Ki67 de souris (NP_001074586.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	FC (intra)
Réactivité Croisée	Souris
SWISS	E9PVX6
Poids Protéique	351kDa
Expédition	Sac de glace