

## Anticorps Monoclonal Anti-Souris Ly-6A/E (Sca-1) Pour Fc - P05533

Numéro d'article: CM0008116

### Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-souris Ly-6A/E (Sca-1) ( ) validé pour la cytométrie en flux. Cible une protéine ancrée par GPI impliquée dans l'activation des lymphocytes T. Convient pour la recherche en immunologie murine et les études sur les cellules souches.

[En savoir plus](#)

| Paramètre                   | Valeur                                                                                                                                  |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit              | mAb de lapin anti-souris Ly-6A/E (Sca-1)                                                                                                |
| Remarques/Alias             | Ly-6A.2, Ly-6A/E, Ly-6E.1, Sca-1, Sca1, TAP                                                                                             |
| Espèce                      | Souris                                                                                                                                  |
| GeneID                      | 110454                                                                                                                                  |
| Immunogène                  | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 27-111 de la souris Ly-6A/E (Sca-1)(NP_034868.1) |
| Source                      | Lapin                                                                                                                                   |
| Catégorie                   | Anticorps monoclonaux                                                                                                                   |
| Application                 | FC                                                                                                                                      |
| Réactivité croisée          | Souris                                                                                                                                  |
| SWISS                       | P05533                                                                                                                                  |
| Poids moléculaire protéique | 114kDa                                                                                                                                  |
| Expédition                  | Sac de glace                                                                                                                            |