

Anticorps Monoclonal Anti-Souris Ly-6G/Ly-6C (Gr-1) () Pour Cytométrie En Flux - P35461 / P0Cw02

Numéro d'article: CM0009203

Introduction

Anticorps monoclonal de rat conjugué à l' ciblant le Ly-6G/Ly-6C (Gr-1) de souris pour la cytométrie en flux. Permet une identification fiable des granulocytes, des monocytes et des cellules suppressives d'origine myéloïde dans la recherche en immunologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Rat anti-Mouse Ly-6G/Ly-6C (Gr-1) mAb
Remarques / Alias	Gr1; Gr-1; Ly-6G
Espèce	Souris
ID gène (Humain)	8600
ID gène	546644/17067
Immunogène	Protéine recombinante de Ly-6G/Ly-6C (Gr-1) de souris.
Origine	Rat
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC (cytométrie en flux)
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P35461/P0CW02
Poids de la protéine	14kDa
Expédition	Sachet de glace