

Anticorps Monoclonal Anti-Souris Pd-L2/Cd273/B7-Dc () Pour Cytométrie En Flux - Q9WuL5

Numéro d'article: CM0009971



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-souris PD-L2 (CD273/B7-DC), conjugué à l' pour la cytométrie en flux. Reconnaît un ligand de point de contrôle immunitaire qui inhibe la prolifération des lymphocytes T via la liaison à PD-1. Idéal pour la recherche en immunologie murine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-souris PD-L2/CD273/B7-DC
Remarques/Alias	Btdc; B7-DC; PD-L2; F730015O22Rik
Espèce	Souris
ID de gène (Humain)	80380
ID de gène	58205
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q9WUL5
Poids de la protéine	28 kDa
Expédition	Sac de glace