

Anticorps Polyclonal Anti-Facteur De Croissance Placentaire (Plgf) De Souris Pour Wb Et Elisa - P49764

Numéro d'article: CM0018882

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le facteur de croissance placentaire (PlGF) de souris. Validé pour WB et ELISA, convient aux études sur l'angiogenèse et la croissance des cellules endothéliales. Réagit spécifiquement avec le PlGF de souris.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	pAc Lapin PlGF Souris
Remarques/Alias	PlGF; Plgf; PlGF Souris
Espèce	Souris
ID de Gène	18654
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 24-158 du PlGF de souris (NP_032853.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Souris
SWISS	P49764
Poids Protéique	17kDa
Expédition	Sac de glace