

## Anticorps Monoclonal Anti-Podoplanine De Souris Pour Fc - Q62011

Numéro d'article: CM0011113



### Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à la PE dirigé contre la Podoplanine de souris (Gp38/T1alpha), validé pour la cytométrie en flux. Il détecte spécifiquement la Podoplanine de souris, utile pour la recherche sur le lymphatique et le cancer. SWISS : Q62011.

[En savoir plus](#)

| Paramètre            | Valeur                                                                                                                                                           |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit       | PE Rabbit anti-Mouse Podoplanin mAb                                                                                                                              |
| Remarques / Alias    | E11; T1a; Gp38; OTS-8; T1alpha; RANDAM-2; T1-alpha                                                                                                               |
| Espèce               | Souris                                                                                                                                                           |
| GeneID (Humain)      | 10630                                                                                                                                                            |
| GeneID               | 14726                                                                                                                                                            |
| Immunogène           | Protéine recombinante : Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 21-133 de la Podoplanine de souris (NP_034359.2). |
| Origine              | Lapin                                                                                                                                                            |
| Catégorie            | Anticorps monoclonaux                                                                                                                                            |
| Application          | FC                                                                                                                                                               |
| Réactivité croisée   | Souris                                                                                                                                                           |
| SWISS                | Q62011                                                                                                                                                           |
| Poids de la protéine | 18 kDa                                                                                                                                                           |
| Expédition           | Sac de glace                                                                                                                                                     |