

Anticorps Monoclonal Anti-Siglec5/Siglec-F De Souris () Pour Fc - Q920G3

Numéro d'article: CM0009604

Introduction

Anticorps monoclonal anti-Siglec5 (Siglec-F) de souris conjugué à l', destiné à la cytométrie en flux. Détecte la lectine liant l'acide sialique chez la souris ; adapté à l'identification des cellules de lignée myéloïde dans la moelle osseuse et le sang.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb anti-Siglec5 de souris , d'origine lapine
Remarques / Alias	Siglec5 ; mSiglec-F
Espèce cible	Souris
GeneID (Humain)	8778
GeneID	233186
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 18 à 437 de la Siglec5 de souris (NP_663556.1).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q920G3
Poids de la protéine	61 kDa
Expédition	Sac isothermique