

Anticorps Monoclonal Anti-Tcr γ/Δ De Souris - Tcr γ/Δ

Numéro d'article: CM0007809

Introduction

Anticorps monoclonal conjugué anti-TCR γ/δ de Souris, issu de Hamster Arménien, validé pour la cytométrie en flux. Détecte les cellules T TCR $\gamma/\delta+$ de souris. Immunogène recombinant, spécifique pour la souris. Idéal pour la recherche en immunologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	anti-TCR γ/δ de Souris mAb
Remarques/Alias	Tcrdelta; TCRGV1S1; TCRGV2S1; TCRGV3S1; TCRGV5S3
Espèce	Souris
ID de Gène	110066/110067
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Hamster Arménien
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	FC
Réactivité Croisée	Souris
Expédition	Sac de glace