

Anticorps Polyclonal Anti-Ythdc1 De Souris Pour Wb - E9Q5K9

Numéro d'article: CM0024134

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre Ythdc1 de souris, validé en WB et ELISA. Cible les acides aminés 597-736. Adapté à la recherche sur la liaison de l'ARN m6A et l'épissage alternatif.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-Ythdc1 de souris
Remarques/Alias	mKIAA1966 ; A730098D12Rik ; Ythdc1 de souris
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	91746
GeneID (Souris)	231386
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 597-736 de Ythdc1 de souris (NP_808348.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	E9Q5K9
Poids protéique	85 kDa
Expédition	Sac de glace