

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Zfp541 De Souris - Zfp541

Numéro d'article: CM0015222

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant Zfp541 de souris, adapté à la WB et à l'ELISA. Détecte Zfp541 de souris et de rat. Immunogène : protéine recombinante (aa 1-300). Poids moléculaire prédit : 141 kDa/148 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Zfp541 pAb de lapin
Remarques / Alias	Znf541 ; EG666528 ; Zfp541
Espèce	Souris
ID du gène (humain)	84215
ID du gène (souris)	666528
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-300 de Zfp541 de souris (NP_001092747.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, rat
Poids de la protéine	141 kDa/148 kDa
Expédition	Sac de glace