

Anticorps Monoclonal Anti-Cd31/Pecam1 Souris/Rat () Pour Cytométrie En Flux - Q08481

Numéro d'article: CM0009463

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l' dirigé contre CD31/PECAM1 de souris/rat. Validé pour la cytométrie en flux, il est idéal pour la recherche sur la migration transendothéliale des leucocytes, l'adhésion des cellules endothéliales et la biologie vasculaire. Il reconnaît les espèces souris et rat.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb lapin anti-CD31/PECAM1 souris/rat
Remarques / alias	Cd31; Pecam; PECAM-1
Espèce	Souris
GeneID (humain)	5175
GeneID	18613
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 18 à 220 de CD31 de souris (NP_001292086.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC (cytométrie en flux)
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	Q08481
Poids de la protéine	69kDa/77kDa/80kDa/81kDa
Expédition	Sachet réfrigérant