

Anticorps Monoclonal Anti-Souris/Rat Cd90.1 Pour Cytométrie En Flux - P01831

Numéro d'article: CM0010957

Introduction

Anticorps monoclonal de souris conjugué à l', spécifique de la glycoprotéine membranaire CD90.1 (Thy-1) de souris/rat. Validé pour la cytométrie en flux (FC). Reconnaît la cible ancrée par GPI impliquée dans les interactions cellule-cellule. Idéal pour l'immunophénotypage et la recherche neuronale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Souris anti-Souris/Rat CD90.1 mAb
Remarques/Alias	T25; CD90; Thy-1; Thy1.1; Thy1.2; Thy-1.2
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	7070
GeneID	21838
Immunogène	Protéine recombinante de CD90.1 de souris/rat
Source	Souris
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	P01831
Expédition	Sac de glace