

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Mov10 Pour Wb, Elisa - Q9Hce1

Numéro d'article: CM0012377

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre l'ARN hélicase MOV10 ; validé pour le WB et l'ELISA ; détecte la MOV10 humaine, murine et de rat ; pour les études sur l'immunité antivirale, la rétrotransposition et le silençage médié par les microARN.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-MOV10
Remarques/Alias	gb110; fSAP113; MOV10
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4343
GeneID	4343
Immunogène	Peptide synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9HCE1
Poids de la protéine	114 kDa
Expédition	Sac de glace