


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Mpdz Pour Wb, Elisa - 075970

Numéro d'article: CM0017927



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la protéine à domaines PDZ multiples (MPDZ/MUPP1), validé pour WB et ELISA. Réaction croisée avec l'homme, la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur la plasticité synaptique et les jonctions serrées.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MPDZ Rabbit pAb
Remarques / Alias	HYC2; MUPP1; MPDZ
Espèce	Humain
GenelD	8777
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1100-1380 de la protéine MPDZ humaine (NP_003820.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	075970
Poids de la protéine	222 kDa
Expédition	Sachet de glace