


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Mpg (Validé Ko) Pour Wb, Elisa - P29372

Numéro d'article: CM0024197



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin validé contre MPG (AAG), une ADN-3-méthyladénine glycosylase impliquée dans la réparation par excision de base. Convient pour WB, ELISA avec réactivité croisée pour l'humain, la souris, le rat - P29372.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	[Validé KO] MPG pAb Lapin
Remarques/Alias	AAG; MDG; ADPG; APNG; Mid1; anpg; PIG11; PIG16; CRA36.1; PG
Espèce	Humain
ID de Gène	4350
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-293 de MPG humain (NP_001015052.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P29372
Poids Protéique	33kDa
Expédition	Sac de glace