

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Mpi Pour Wb, Elisa - P34949

Numéro d'article: CM0026128

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité contre le MPI humain, validé pour WB et ELISA avec réactivité croisée vers la souris et le rat. Idéal pour l'étude de la glycosylation et des troubles congénitaux de la glycosylation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	MPI Lapin pAb
Remarques/Alias	PMI; PMI1; CDG1B; MPI
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	4351
GenelD	4351
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-423 du MPI humain (NP_002426.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P34949
Poids Protéique	47kDa
Expédition	Sac de glace