


Anticorps Polyclonal Anti-Mpp1 Pour Wb, Elisa - Q00013

Numéro d'article: CM0028371



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant MPP1 (protéine de membrane érythrocytaire de 55 kDa). Convient pour WB et ELISA, avec réactivité croisée pour l'humain et la souris. Idéal pour la recherche sur la polarité des neutrophiles et la fonction des protéines membranaires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	MPP1 Lapin pAb
Remarques/Alias	MRG1, PEMP, AAG12, EMP55, DXS552E, MPP1
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	4354
ID de Gène	4354
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-270 de MPP1 humain (NP_002427.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris
SWISS	Q00013
Poids Protéique	52kDa
Expédition	Sac de glace