

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Mpp6 Pour Wb Et Elisa - Q9Nzw5

Numéro d'article: CM0014335

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant MPP6 (PALS2, VAM1) pour les applications WB et ELISA. Réagit de manière croisée avec les protéines humaines, de souris et de rat. Protéine membranaire de 61 kDa impliquée dans la formation d'échafaudages au niveau des jonctions cellulaires. Idéal pour la recherche en neurosciences et sur le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MPP6 pAb de lapin
Remarques/alias	MPP6 ; VAM1 ; p55T ; VAM-1
Espèce	Humaine
GenelD (humain)	51678
GenelD	51678
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 220 à 420 de la MPP6 humaine (NP_057531.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	Q9NZW5
Poids moléculaire	61 kDa
Expédition	Avec poche de glace