

Anticorps Monoclonal Anti-Mras De Lapin Pour Wb, Elisa - O14807

Numéro d'article: CM0003853



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant la protéine Mras humaine (R-Ras3), obtenu contre un peptide synthétique (aa 109-208). Validé pour WB et ELISA, il réagit de manière croisée avec les protéines humaines, de souris et de rat. Idéal pour l'étude de la signalisation Ras-MAPK dans la recherche sur le cancer et les neurosciences.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Mras Rabbit mAb
Remarques / Alias	NS11; M-RAS; RRAS3; R-RAS3; Mras
Espèce	Humain
Identifiant de gène	22808
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 109-208 de la protéine Mras humaine (O14807)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O14807
Poids de la protéine	24 kDa
Expédition	Sac de glace