

Anticorps Polyclonal Anti-Mrc2 Pour Wb, Elisa - Q9Ubg0

Numéro d'article: CM0028544



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la MRC2 humaine (CD280, UPARAP, ENDO180), validé pour WB et ELISA. Détecte la MRC2 endogène à ~167 kDa dans des échantillons humains et murins. Idéal pour la recherche sur le cancer et le remodelage du collagène.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MRC2 Rabbit pAb
Remarques / Alias	CD280; UPARAP; CLEC13E; ENDO180; MRC2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	9902
GeneID	9902
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 120-300 de la MRC2 humaine (NP_006030.2)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q9UBG0
Poids de la protéine	167 kDa
Expédition	Sac de glace