


Anticorps Polyclonal Anti-Mre11 Pour Wb, Ip, Elisa - P49959

Numéro d'article: CM0018165



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-MRE11 validé pour WB, IP, ELISA. Détecte la protéine MRE11 endogène dans des échantillons humains et de rat. Cible la protéine MRE11 de réparation des cassures double-brin, un composant clé du complexe MRN essentiel à la réponse aux dommages à l'ADN et à la stabilité génomique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MRE11 Rabbit pAb
Remarques / Alias	ATLD; HNGS1; MRE11A; MRE11B; MRE11
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4361
GeneID	4361
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 290-485 de la protéine MRE11 humaine (NP_005582.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Rat
SWISS	P49959
Poids de la protéine	81kDa
Expédition	Sac de glace