

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Mre11 Pour Wb, Elisa, Chip - P49959

Numéro d'article: CM0005448

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant l'humain MRE11 (P49959), validé pour WB, ELISA et ChIP. Réagit avec l'humain et la souris. Essentiel pour la recherche sur la réparation des cassures double brin de l'ADN.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MRE11 AcM de lapin
Remarques/Alias	ATLD ; HNGS1 ; MRE11A ; MRE11B ; MRE11
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	4361
Identifiant du gène	4361
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 400-500 de l'humain MRE11 (P49959).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA, ChIP
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P49959
Poids moléculaire protéique	81 kDa
Expédition	Glacière isotherme