


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Mre11 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P49959

Numéro d'article: CM0024673



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le MRE11 humain, validé pour WB, IHC-P et ELISA. Détecte le MRE11 (81 kDa) dans des échantillons humains et murins. Idéal pour la recherche sur la réparation de l'ADN et les télomères.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MRE11 Lapin pAb
Remarques/Alias	ATLD; HNGS1; MRE11A; MRE11B; MRE11
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4361
GeneID	4361
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-302 du MRE11 humain (NP_005582.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P49959
Poids de la protéine	81kDa
Expédition	Sac de glace