

Anticorps Polyclonal Anti-Mrfap1 Pour Wb Et Elisa - Q9Y605

Numéro d'article: CM0028589

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la protéine MRFAP1 humaine (MORF4 family-associated protein 1), validé pour le Western blot et l'ELISA. Immunogène recombinant ; poids moléculaire 15 kDa. Convient pour la recherche sur la régulation de la transcription.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MRFAP1 Lapin pAb
Remarques/Alias	PGR1, PAM14, MRFAP1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	93621
GeneID	93621
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-127 de la protéine MRFAP1 humaine (NP_150638.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q9Y605
Poids protéique	15kDa
Expédition	Sac de glace