

Anticorps Polyclonal Anti-Mri1 Pour Wb Et Elisa - Q9Bv20

Numéro d'article: CM0014314



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le MRI1 humain (M1Pi/MTNA/MRDI) pour Western blot et ELISA. Détecte une bande d'environ 39 kDa ; réagit également avec les protéines de souris et de rat. Convient aux études sur le métabolisme de la méthionine et l'invasion cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MRI1 Rabbit pAb
Remarques/alias	M1Pi ; MRDI ; MTNA ; Ypr118w ; MRI1
Espèce	Humain
GeneID (humain)	84245
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 369 du MRI1 humain (NP_001026897.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	Q9BV20
Poids moléculaire de la protéine	39 kDa
Expédition	Avec poche de glace