


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Mrp1/Abcc1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P33527

Numéro d'article: CM0004809



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant la protéine humaine MRP1/ABCC1 (Multidrug resistance-associated protein 1), validé pour WB, IHC-P et ELISA. Réactivité croisée avec la souris et le rat. Poids moléculaire : 172 kDa. Usage réservé à la recherche.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-MRP1/ABCC1
Remarques/Alias	MRP; ABCC; GS-X; MRP1; ABC29; DFNA77; MRP1/ABCC1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4363
GeneID	4363
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 210-304 de la MRP1/ABCC1 humaine (NP_004987.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P33527
Poids de la protéine	172 kDa
Expédition	Sac de glace