

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Mrp1/Abcc1 Pour Wb, Elisa - P33527

Numéro d'article: CM0013791



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le MRP1/ABCC1 humain, une protéine de résistance multidrogue de 172 kDa. Validé pour WB et ELISA. Idéal pour l'étude de la résistance aux médicaments et de la fonction des transporteurs ABC.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MRP1/ABCC1 Lapin pAb
Remarques/Alias	MRP, ABCC, GS-X, MRP1, ABC29, DFNA77, MRP1/ABCC1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4363
GeneID	4363
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 850-960 du MRP1/ABCC1 humain (NP_004987.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P33527
Poids de la protéine	172kDa
Expédition	Sac de glace