


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Mrp1/Abcc1 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P33527

Numéro d'article: CM0031092



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le MRP1/ABCC1 humain (172 kDa, P33527). Validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Réagit de manière croisée avec le MRP1 de souris et de rat. Convient pour les études sur la multirésistance aux médicaments et le transport.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MRP1/ABCC1 Lapin pAb
Remarques/Alias	MRP; ABCC; GS-X; MRP1; ABC29; DFNA77; MRP1/ABCC1
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	4363
ID de gène	4363
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 850-960 du MRP1/ABCC1 humain (NP_004987.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P33527
Poids de la protéine	172kDa
Expédition	Sac de glace