


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Mrp2/Abcc2 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q92887

Numéro d'article: CM0027080



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant le MRP2/ABCC2 humain. Validé pour le WB, l'IF/ICC et l'ELISA avec réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour l'étude de la multirésistance aux médicaments et du transport hépatobiliaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MRP2/ABCC2 Rabbit pAb
Remarques/Alias	DJS ; MRP2 ; cMRP ; ABC30 ; CMOAT ; MRP2/ABCC2
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	1244
Identifiant du gène	1244
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 180-315 du MRP2/ABCC2 humain (NP_000383.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q92887
Poids moléculaire de la protéine	174 kDa
Expédition	Sac de glace