


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Mrp3 Pour If-P, Elisa - O15438

Numéro d'article: CM0019020



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-MRP3 de haute qualité, validé pour IF-P et ELISA. Détecte la protéine humaine MRP3 (ABCC3, 169 kDa), un transporteur ABC impliqué dans la résistance multipharmaceutique, le transport des acides biliaires et l'export hépatocellulaire. Idéal pour la recherche sur le cancer et le foie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MRP3 Rabbit pAb
Remarques / Alias	MLP2, MRP3, ABC31, MOAT-D, cMOAT2, EST90757, ABCC3
Espèce	Humain
Identifiant du gène	8714
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 855 et 954 de la MRP3 humaine (NP_003777.2)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	O15438
Poids de la protéine	169 kDa
Expédition	Sac de glace