

Anticorps Polyclonal Anti-Mrp4/Abcc4 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O15439

Numéro d'article: CM0023904



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant MRP4/ABCC4, un transporteur de multirésistance aux médicaments. Validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA chez l'homme, la souris et le rat. Idéal pour l'étude de la résistance aux médicaments, de la signalisation cellulaire et des mécanismes de transport.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	MRP4/ABCC4 Lapin pAb
Remarques/Alias	MRP4; MOATB; MOAT-B; MRP4/ABCC4
Espèce	Humain
GeneID	10257
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1067-1325 de MRP4/ABCC4 humain (NP_005836.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O15439
Poids moléculaire	150kDa
Expédition	Sac de glace