

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Mrp4/Abcc4 Pour Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - O15439

Numéro d'article: CM0005127



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin validé KD ciblant le MRP4/ABCC4 humain (protéine 4 associée à la multirésistance aux médicaments). Idéal pour le WB, l'IF-P, l'IHC-P et l'ELISA. Détecte une protéine de 150 kDa ; l'immunogène couvre la région C-terminale (aa 1067-1325). Convient pour la recherche sur le transport des médicaments et la résistance.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé KD] Anticorps monoclonal de lapin anti-MRP4/ABCC4
Remarques/Alias	MRP4 ; MOATB ; MOAT-B ; C4
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	10257
GenelD	10257
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1067-1325 du MRP4/ABCC4 humain (NP_005836.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	O15439
Poids protéique	150 kDa
Expédition	Sac de glace