

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Mrp4/Abcc4 Pour Wb, Elisa - O15439

Numéro d'article: CM0020306



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le membre 4 de la sous-famille C de la cassette de liaison à l'ATP humaine (ABCC4/MRP4), validé pour le Western blot et l'ELISA. Idéal pour l'étude de la résistance aux médicaments, du transport et des voies de signalisation cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-MRP4/ABCC4
Remarques/alias	MRP4 ; MOATB ; MOAT-B ; MRP4/ABCC4
Espèce	Humaine
GenelD (humain)	10257
GenelD	10257
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1067-1325 de la MRP4/ABCC4 humaine (NP_005836.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	O15439
Poids de la protéine	150 kDa
Expédition	Sac réfrigérant