


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Mrpl11 Pour Wb, Elisa - Q9Y3B7

Numéro d'article: CM0027484



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la protéine ribosomique mitochondriale MRPL11 (L11mt). Validé pour WB et ELISA, il réagit avec des échantillons humains, de souris et de rat. Il soutient la recherche sur les ribosomes mitochondriaux.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MRPL11 Rabbit pAb
Remarques/Alias	L11MT; CGI-113; MRP-L11; MRPL11
Espèce	Humain
GeneID	65003
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 192 de la MRPL11 humaine (NP_057134.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9Y3B7
Poids de la protéine	21 kDa
Expédition	Sac isotherme avec glace