


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Mrpl12 Pour Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P52815

Numéro d'article: CM0005312



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-MRPL12 à haute spécificité validé pour WB, IF/ICC, IHC-P et ELISA. Détecte le MRPL12 humain, souris et rat, une protéine ribosomale mitochondriale impliquée dans la traduction et la transcription. Idéal pour la recherche mitochondriale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MRPL12 Lapin mAb
Remarques/Alias	5c5-2; L12mt; MRPL7; RPML12; MRPL7/L12; MRP-L31/34
Espèce	Humain
GeneID	6182 (Humain)
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 46-198 du MRPL12 humain (NP_002940.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P52815
Poids moléculaire	21 kDa
Expédition	Sac de glace