


Ac Panti-Mrpl12 De Lapin Pour Wb - P52815

Numéro d'article: CM0025591



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la protéine MRPL12 humaine, une protéine ribosomale mitochondriale impliquée dans la traduction et l'activation de la transcription. Validé en WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MRPL12 Lapin pAb
Remarques/Alias	5c5-2; L12mt; MRPL7; RPML12; MRPL7/L12; MRP-L31/34; MRPL12
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	6182
GeneID	6182
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-198 de la protéine MRPL12 humaine (NP_002940.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P52815
Poids moléculaire	21kDa
Expédition	Sac de glace