


Anticorps Polyclonal Anti-Mrpl13 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Byd1

Numéro d'article: CM0029865



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-MRPL13 validé pour WB, IHC-P, ELISA avec réactivité croisée pour l'humain, la souris et le rat. Convient pour les études sur les ribosomes mitochondriaux, l'analyse de l'expression des protéines et l'immunohistochimie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	MRPL13 Lapin pAb
Remarques/Alias	L13; L13A; L13mt; RPL13; RPML13; MRPL13
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	28998
GeneID	28998
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-178 de MRPL13 humain (NP_054797.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9BYD1
Poids Moléculaire	21kDa
Expédition	Sac de glace