

## Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Mrpl15 Pour Wb, Elisa - Q9P015

Numéro d'article: CM0019422



### Introduction

Anticorps Polyclonal de Lapin MRPL15 validé pour WB et ELISA, réagit de manière croisée avec MRPL15 humain, murin et de rat. Idéal pour les études sur le ribosome mitochondrial et l'analyse de l'expression protéique.

[En savoir plus](#)

| Paramètre                   | Valeur                                                                                                                                            |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du Produit              | pAb Lapin MRPL15                                                                                                                                  |
| Remarques/Alias             | MRPL15 ; HSPC145 ; L15mt ; MRP-L15 ; MRP-L7 ; RPML7 ; protéine ribosomique mitochondriale L15                                                     |
| Espèce                      | Humain                                                                                                                                            |
| GeneID (Humain)             | 29088                                                                                                                                             |
| GeneID                      | 29088                                                                                                                                             |
| Immunogène                  | Peptide synthétique, un peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 197-296 de MRPL15 humain (NP_054894.1). |
| Source                      | Lapin                                                                                                                                             |
| Catégorie                   | Anticorps Polyclonaux                                                                                                                             |
| Application                 | WB, ELISA                                                                                                                                         |
| Réactivité Croisée          | Humain, Souris, Rat                                                                                                                               |
| SWISS                       | Q9P015                                                                                                                                            |
| Poids Moléculaire Protéique | 33 kDa                                                                                                                                            |
| Expédition                  | Sac de glace                                                                                                                                      |