


Anticorps Polyclonal Anti-Mrpl16 Pour Wb, Elisa - Q9Nx20

Numéro d'article: CM0023716



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la protéine MRPL16 humaine, une protéine ribosomique mitochondriale. Validé pour les applications WB et ELISA chez l'homme, la souris et le rat. Idéal pour les études sur les ribosomes mitochondriaux.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	MRPL16 Lapin pAb
Remarques/Alias	L16mt; uL16m; MRP-L16; PNAS-111; MRPL16
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	54948
GeneID	54948
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 de MRPL16 humaine (NP_060310.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9NX20
Poids Protéique	28kDa
Expédition	Sac de glace