


Anticorps Polyclonaux Anti-Mrpl18 Pour Wb, If, Elisa - Q9H0U6

Numéro d'article: CM0019998



Introduction

Anticorps Polyclonaux Lapin Anti-MRPL18 validés pour Western blot (WB), IF/ICC et ELISA. Reconnaît le MRPL18 humain et de souris, une protéine ribosomique mitochondriale de 21 kDa impliquée dans l'importation de l'ARNr 5S.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	MRPL18 Lapin pAb
Remarques/Alias	L18mt; HSPC071; MRP-L18; MRPL18
Espèce	Humain
GeneID	29074
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-92 du MRPL18 humain (NP_054880.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris
SWISS	Q9H0U6
Poids Protéique	21kDa
Expédition	Sac de glace