


Anticorps Polyclonal Anti-Mrpl20 Pour Wb Et Elisa - Q9Byc9

Numéro d'article: CM0021619



Introduction

Anticorps polyclonal anti-MRPL20 validé pour Western blot et ELISA. Réagit avec l'homme, la souris et le rat. Idéal pour l'étude de la structure du ribosome mitochondrial et de la synthèse protéique. SWISS : Q9BYC9.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé KD] MRPL20 Rabbit pAb
Remarques / Alias	L20mt ; bL20m ; MRP-L20 ; MRPL20
Espèce	Humaine
Identifiant du gène	55052 (Humain)
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 50 et 149 de la protéine MRPL20 humaine (NP_060441.2)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9BYC9
Poids de la protéine	17 kDa
Expédition	Sac de glace