


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Mrpl21 Pour Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - Q7Z2W9

Numéro d'article: CM0004294



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin hautement spécifique ciblant MRPL21, validé pour WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA. Réagit avec l'homme, la souris et le rat. Idéal pour les études sur la traduction des protéines mitochondriales et les ribosomes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé KD] MRPL21 Lapin mAb
Remarques/Alias	L21mt; bL21m; MRP-L21
Espèce	Humain
ID du gène	219927
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 40 et 140 de la protéine MRPL21 humaine (NP_852615.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q7Z2W9
Poids de la protéine	13kDa/22kDa
Expédition	Sac de glace